


# SILLÓN DE MASAJE

# 4D A13000



[www.unitedfusion.es](http://www.unitedfusion.es)



UNITED FUSION

# SILLÓN DE MASAJE A13000



Diseño en L



Uso mínimo de espacio al deslizarse



Masaje en 4D



Masaje de amasado y frotado en 3D en el reposapiernas



Rodillos calefactables de masaje



Control por Bluetooth



Control por voz





Gravedad Cero



Rodillos para pies



Mando con cable



### MASAJE 4D

Por medio de esta técnica se proporciona un masaje de amasado, golpeteo, shiatshu, pulsación y frotado en la espalda.



### RODILLOS CALEFACTABLES

Los rodillos y los airbags de masaje se encuentran situados en el sillón proporcionando una terapia térmica desde el cuello, hombros, cintura hasta los glúteos. Alivian el dolor y promueven la circulación sanguínea.




### ASIENTO DESLIZABLE HACIA DELANTE

Usted puede situar el sillón cerca de una pared, el sillón se desliza hacia delante, ocupando un mínimo espacio incluso en lugares reducidos.




### CALENTAMIENTO A PIE DE RODILLO

Los rodillos proporcionan una terapia térmica en los pies. Alivian el dolor y promueven la circulación sanguínea.



## FENG CHI

EL PUNTO DE ACUPUNTURA Y EL SEGUIMIENTO DEL PULSO HACEN QUE EL MASAJE SEA MAS PRECISO



# 12 PUNTOS DE AGRADABLE TERAPIA CORPORAL

## SIENTA SU CUERPO COMPLETO CON UNA SENSACIÓN DE EUFORIA

### PUNTO FENGCHI

Dispersa el aire y aclara el calor, activación collateral y desentumecimiento, puede aliviar la espondilosis cervical, rigidez de la nuca .... Etc

### PUNTO JIANJING

Dispersa el aire y aclara el calor, activación collateral y desentumecimiento, puede aliviar la espondilosis cervical, rigidez de la nuca .... Etc

### PUNTO TIANZONG

Aligera el tendón y activa el regulador collateral Qi, desentumedece y puede aliviar la peri artritis escapulo-humeral y el dolor de hombro y brazo.

### PUNTO XINSHU

Alivia el agarrotamiento pectoral, regulando el Qi, activando colaterales y calmado los nervios, cuidando así mismo el corazón.

### PUNTO GANSHU

Relaja la vesicular biliar, regulando el Qi y fortalece la vista y cuida el hígado.

### PUNTO SHENGSHU

Tonifica el riñón y sirve de apoyo al yang, fortalece la cintura y alivia la retención de líquidos, cuida del riñón.

### PUNTO NEIGUAN

Calma la mente, regula el Qi y alivia el dolor, recupera el corazón y lo cuida.

### PUNTO SANLIN EN LA MANO

Aclara el corazón y mejora la vista, regula la función gastrointestinal, apropiado para el dolor de cintura, hombros y brazos, para la dispepsia y úlceras, dolor de dientes, frío y etc.

### PUNTO SANLIN EN EL PIE

Aligera los tendones y activa el collateral, fortaleciendo el bazo y el estómago, ayudando con la hepatitis, enteritis, bronquitis, nefritis y etc.

### PUNTO TAI XI



Revitaliza el yin y tonifica los riñones, tonifica el yang y fortalece la cintura, adecuado para nefritis, cistitis, enfisema y etc.

### PUNTO KUNLUN

Calma los nervios y aclara el corazón, aligera los tendones y activa el collateral. Apropiado para el dolor del nervio ciático, artritis de rodilla y esguince de tobillo.

### PUNTO YONGQUAN


Revitaliza el yin y tonifica los riñones, calma el hígado y dispersa el aire, ayuda con el insomnio, el dolor nervioso de cabeza, la miocarditis y etc.



# PRESENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LOS AIRBAGS EN EL SILLÓN



# GRAVEDAD CERO



 Bluetooth

## REPRODUCTOR BLUETOOTH DE MUSICA

Libérese de los conceptos de espacio y tiempo y disfrute de una conversación sin límites. La facilidad en la comunicación, hace que usted se pueda liberar y disfrutar del sillón de masaje.





UNITED FUSION

**TAMAÑO DEL EMBALAJE**

**1520x795x955 mm**  
(CUERPO PRINCIPAL)

**980x395x715 mm**  
(REPOSABRAZOS)

**585x570x615 mm**  
(REPOSAPIERNAS)



UNITED FUSION, S.L.  
AVD. DE LAS RETAMAS Nº 9  
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE  
TOLEDO

TEF. 916419092  
FAX. 911412668  
Email: [unitedfusion@hotmail.es](mailto:unitedfusion@hotmail.es)



ISO9001 ISO14001 **OHSAS18001** ISO13485 QC080000 **ISO10012** GB/T29490